



ELISA Antithrombin

Capture und Detecting Antikörper zum Aufbau eines Enzym-Immunoassays zur quantitativen Bestimmung des Antithrombins.

Testprinzip

Mikrotiterplattenvertiefungen werden mit Anti-thrombin-Antikörpern beschichtet (Capture Anti-körper), an die das Antithrombin aus der Probe bindet. Ungebundene Substanzen werden durch Waschen entfernt. Ein Peroxidase-konjugierter Detecting Antikörper wird hinzugefügt, der an den Antithrombin/ Capture Antikörper-Komplex bindet. Nach einem Waschschrift reagiert zugegebenes Enzymsubstrat mit dem Konjugat. Die Intensität der entstehenden Farbe ist dem Antithrombin-Gehalt in der Probe proportional.

Reagenzien und Haltbarkeit (nach Öffnung)

Capture Antikörper	1 Flasche
Detecting Antikörper (human)	5 Flaschen
Detecting Antikörper (Maus)	1 Flasche

Die Reagenzien sind bei 2-8°C bis zum angegebenen Verfalldatum haltbar.

Anzahl der Bestimmungen: 5 x 96

Artikel Nr.: (human) ATIII-EIA

Anzahl der Bestimmungen: 4 x 96

Artikel Nr.: (Maus) MATIII-EIA