



Vollautomatisiert - so simpel wie ein Routinetest

CE markiert

A clear view into the future!

Thrombingenerierung am Ceveron® t100 / Ceveron® s100

Die **Ceveron® TGA Kits**, für die Messung einer **Blutungsneigung**, **Thromboseneigung** oder von **Plasmen antikoagulierter Patienten**, sind für die vollautomatische **CE** markierte Messung der Thrombingenerierung am **Ceveron® t100** und **Ceveron® s100** optimiert:

- **Einfach** wie ein Routine Assay
(Messung aus derselben Patientenprobe wie ein Routineparameter)
- **Paralleles abarbeiten** von Routine & Thrombingenerierungsproben
- **Präzise** (Intra/Inter-Assay CV < 5%)
- **Schnell** (kurze Assayzeit von ~20 Min für Peak Thrombin)
- Automatisierte **Normalisierung**
- Bis zu **36 Proben** in einem Lauf

Produkt	Packungsinhalt	REF	Testanzahl
Ceveron® TGA RB Kit	Zur Messung einer Blutungsneigung . Niedrige Konzentration von Phospholipid Myzellen und rhTF der Kit enthält: 2 x 1 ml Ceveron® TGA Reagenz RB 2 x 3 ml Ceveron® TGA Substrat 2 x 1,5 ml Ceveron® TGA Reaktionspuffer 2 x 1 ml Ceveron® TGA niedrige Kontrolle 2 x 1 ml Ceveron® TGA hohe Kontrolle 1 x 25 ml CaCl ₂ 25 mM	5006011	120 Teste
Ceveron® TGA RC Low Kit	Zur Messung einer Thromboseneigung . Niedrige Konzentration von Phospholipid Myzellen und rhTF der Kit enthält: 2 x 1 ml Ceveron® TGA Reagenz RC Low 2 x 3 ml Ceveron® TGA Substrat 2 x 1,5 ml Ceveron® TGA Reaktionspuffer 2 x 1 ml Ceveron® TGA niedrige Kontrolle 2 x 1 ml Ceveron® TGA hohe Kontrolle 1 x 25 ml CaCl ₂ 25 mM	5006013	120 Teste
Ceveron® TGA RC High Kit	Zur Messung von Plasmen antikoagulierter Patienten . Hohe Konzentration von Phospholipid Myzellen und rhTF der Kit enthält: 2 x 1 ml Ceveron® TGA Reagenz RC High 2 x 3 ml Ceveron® TGA Substrat 2 x 1,5 ml Ceveron® TGA Reaktionspuffer 2 x 1 ml Ceveron® TGA niedrige Kontrolle 2 x 1 ml Ceveron® TGA hohe Kontrolle 1 x 25 ml CaCl ₂ 25 mM	5006015	120 Teste
Kalibrator Set			
Ceveron® TGA CAL Set	1 x 3 ml Ceveron® TGA Puffer 1 x 0,5 mL Ceveron® TGA Thrombin Kalibrator	5006347	1 Set

