



ELISA Fibrinogen

Capture und Detecting Antikörper zum Aufbau eines Sandwich-Enzymimmunoassays zur quantitativen Bestimmung des Fibrinogens.

Testprinzip

Mikrotiterplattenvertiefungen werden mit Fibrinogen-Antikörpern beschichtet (Capture Antikörper), an die das Fibrinogen aus der Probe bindet. Ungebundene Substanzen werden durch Waschen entfernt. Ein Peroxidase-konjugierter Detecting Antikörper wird hinzugefügt, der an den gebundenen Fibrinogen/Capture-Antikörper-Komplex bindet. Nach einem Waschschrift reagiert zugegebenes Enzymsubstrat mit dem Konjugat. Die Intensität der entstehenden Farbe ist dem Gehalt an Fibrinogen der Probe proportional.

Reagenzien und Haltbarkeit (nach Öffnung)

Capture Antikörper 1 Flasche
Detecting Antikörper 1 Flasche
Die Reagenzien sind bei -20°C bis zum angegebenen Verfalldatum haltbar.

Anzahl der Bestimmungen: 5 x 96

Artikel Nr.: (human) FG-EIA

Anzahl der Bestimmungen: 4 x 96

Artikel Nr.: (Kaninchen) RBFG-EIA

Anzahl der Bestimmungen: 4 x 96

Artikel Nr.: (Maus) MFG-EIA